

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sprrr1A Per Wb, If-P, Elisa - P35321

Numero articolo: CM0019595

### introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio SPRR1A (pAb) è diretto contro Cornifin-A (SPRR1A). Validato per WB, IF-P ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla differenziazione dei cheratinociti, la barriera cutanea e l'involucro corneificato.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | SPRR1A pAb di coniglio                                                                                                                |
| Note/alias          | SPRK; SPRR1A                                                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                  |
| ID genico (uomo)    | 6698                                                                                                                                  |
| ID genico           | 6698                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-89 di SPRR1A umano (NP_005978.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | P35321                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 10 kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                    |