

Anticorpo Policlonale Anti-Sprrr3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Numero articolo: CM0015856

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPRR3 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui cheratinociti e sull'involucro corneo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SPRR3 Rabbit pAb
Note/Alias	SPRR3
Specie	Umano
GenelD (umano)	6707
GenelD	6707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di SPRR3 umano (NP_005407.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UBC9
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante