

Anticorpo Policlonale Anti-Sprtn Di Coniglio Per Western Blot Ed Elisa - Q9H040

Numero articolo: CM0016549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SPRTN umano (DVC1/Spartan), una metalloproteasi DNA-dipendente cruciale per la riparazione dei crosslink DNA-proteina e la stabilità genomica. Validato per Western blot ed ELISA; rileva una proteina di 55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPRTN Rabbit pAb
Note/Alias	DVC1; PRO4323; spartan; C1orf124; SPRTN
Specie	Umano
ID Gene	83932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 di SPRTN umano (NP_001010984.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9H040
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio