

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spry2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Numero articolo: CM0023422



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SPRY2 validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Adatto per lo studio della segnalazione FGF, dello sviluppo e dell'ubiquitinazione di EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPRY2 Rabbit pAb
Note/Alias	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10253
GeneID	10253
Immunogeno	Peptide sintetico [Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 di SPRY2 umano (NP_005833.1)]
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O43597
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio