

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spry3 Per Wb, Elisa - O43610

Numero articolo: CM0016484

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SPRY3 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva l'omologo 3 della proteina sprouty, un antagonista della segnalazione MAPK coinvolto nella neurogenesi e nell'organogenesi. Adatto per studi su tessuti cerebrali e cardiaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPRY3 Rabbit pAb
Note/Alias	spry-3; SPRY3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10251
Gene ID	10251
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200 al C-terminale di SPRY3 umano (NP_005831.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O43610
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio