


Anticorpo Policlonale Anti-Spsb1 Per Wb Ed Elisa - Q96Bd6

Numero articolo: CM0015199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPSB1 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Indirizzato contro un regolatore chiave della produzione di ossido nitrico e della degradazione mediata dall'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPSB1 Rabbit pAb
Note/Alias	SSB1; SSB-1; SPSB1
Specie	Umana
GeneID (umano)	80176
GeneID	80176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di SPSB1 umano (NP_079382.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96BD6
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante