

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sptbn1 Per Wb Ed Elisa - Q01082

Numero articolo: CM0026569



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SPTBN1 umano (spetrina beta-II), convalidato per WB ed ELISA. Rileva SPTBN1 umano e murino, ~275kDa. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | SPTBN1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias    | ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                             |
| Gene ID (Umano)       | 6711                                                                                                                              |
| Gene ID               | 6711                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2100-2200 di SPTBN1 umano (NP_003119.2). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse                                                                                                                      |
| SWISS                 | Q01082                                                                                                                            |
| Peso proteico         | 275kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |