


Anticorpo Policlonale Anti-Sptlc1 Per Wb, Elisa - 015269

Numero articolo: CM0028890



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SPTLC1 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva SPTLC1 umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi e il metabolismo degli sfingolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPTLC1 Coniglio pAb
Note/Alias	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Specie	Umano
GeneID	10558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-310 di SPTLC1 umano (NP_006406.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	015269
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio