

Anticorpo Policlonale Anti-Spz1 Per Wb E Elisa - Q9Bxg8

Numero articolo: CM0023611

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPZ1 umano, validato in WB e ELISA. Riconosce SPZ1 umano e ratto, un fattore di trascrizione coinvolto nella spermatogenesi. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPZ1 pAb coniglio
Note/Alias	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-430 di SPZ1 umano (NP_115956.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9BXG8
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio