

Anticorpo Policlonale Anti-Sqle Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14534

Numero articolo: CM0020603



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la monoossigenasi dello squalene umana (SQLE) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo e sulle patologie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SQLE Rabbit pAb
Note/Alias	SQLE
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6713
GeneID	6713
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 della SQLE umana (NP_003120.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q14534
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante