

Anticorpo Policlonale Anti-Sqrdl Per Wb, Elisa - Q9Y6N5

Numero articolo: CM0026197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SQRDL umano (solfo:chinone ossidoreduttasi), validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'ossidazione del solfo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SQRDL Rabbit pAb
Note/Alias	SQR; SQRDL; CGI-44; PRO1975
Specie	Umano
ID Gene	58472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 211-450 di SQRDL umano (NP_067022.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6N5
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio