


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sqs/Fdft1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37268

Numero articolo: CM0025925



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SQS/FDFT1 umano (Squalene synthase), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla biosintesi del colesterolo. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-260).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SQS/FDFT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2222
GeneID	2222
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 di SQS/FDFT1 umano (NP_004453.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37268
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio