

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sqstm1 Per Wb, Elisa - Q64337

Numero articolo: CM0022823



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SQSTM1/p62. Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva SQSTM1 umano, di topo e di ratto con una banda attesa vicino a 48 kDa. Ideale per studi sull'autofagia e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SQSTM1 Rabbit pAb
Note/Alias	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Specie	Topo
Gene ID	18412 (Topo)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di SQSTM1 di topo (NP_035148.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Policlonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q64337
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio