


## Anticorpo Monoclonale Anti-Sqstm1/P62 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Numero articolo: CM0002213



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SQSTM1/p62 umano (Q13501). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | SQSTM1/p62 Rabbit mAb                                                                                             |
| Note/Alias          | p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                             |
| Gene ID             | 8878                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 341-440 di SQSTM1/p62 umano (Q13501) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                |
| SWISS               | Q13501                                                                                                            |
| Peso proteico       | 48kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                |