


Anticorpo Policlonale Anti-Sqstm1/P62 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13501

Numero articolo: CM0025834



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-SQSTM1/p62 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce SQSTM1/p62 umano, murino e ratto (48kDa). Strumento chiave per studi sull'autofagia, sulla segnalazione dell'ubiquitina e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8878
GeneID	8878
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-440 di SQSTM1/p62 umano (NP_003891.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13501
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio