


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sqstm1/P62 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Numero articolo: CM0016923



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SQSTM1/p62 umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, la segnalazione dell'ubiquitina e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Note/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8878
GeneID	8878
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13501
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio