

Anticorpo Policlonale Anti-Sr-B2/LimpII Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14108

Numero articolo: CM0016245



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SR-B2/LIMP2 umano (LIMP2/LGP85/CD36L2). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul recettore lisosomiale e sull'ingresso dell'enterovirus 71.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SR-B2/LIMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLG85, LIMP-2, LIMP2, SR-BII, SR-B2/LIMP2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	950
GeneID	950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-380 di SR-B2/LIMP2 umano (NP_005497.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14108
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio