


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sr-B2/LimpII Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14108

Numero articolo: CM0010008



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a SR-B2/LIMPII umano (proteina 2 della membrana lisosomiale), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utile per lo studio del targeting di GBA1 lisosomiale e dell'ingresso dell'enterovirus 71.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SR-B2/LIMPII Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLGP85; LIMP-2; LIMPII; SR-BII; SR-B2/LIMPII
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	950
ID Gene	950
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SR-B2/SR-B2/LIMPII umano (Q14108).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14108
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio