

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sr-Bi Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtv0

Numero articolo: CM0002956

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SR-BI umano (Q8WTV0). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo delle lipoproteine, l'ingresso virale e la fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	SR-BI Coniglio mAb
Note/Alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Specie	Umano
Gene ID	949
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SR-BI umano (Q8WTV0)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTV0
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio