

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sr-Bi Per Wb, Elisa - Q8Wtv0

Numero articolo: CM0017764

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SR-BI umano (CLA1, CD36L1), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con le proteine di topo e ratto. Adatto per lo studio dell'omeostasi del colesterolo, dell'ingresso dell'HCV e della biologia dei recettori scavenger.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SR-BI pAb di coniglio
Note/alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	949
GeneID	949
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SR-BI umano (NP_005496.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8WTV0
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante