

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro La Ripetizione Della Proteina Sr Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13247

Numero articolo: CM0012357



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce la ripetizione della proteina SR (SRSF6/SRP55) in esseri umani, topi e ratti. Convalidato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Peso molecolare ~40 kDa. Adatto per ricerche sullo splicing e studi su modelli di malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro ripetizione proteina SR
Note/Alias	B52; SFR56; SRP55; HEL-S-91; ripetizione proteina SR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6431
GeneID	6431
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della ripetizione proteica SR umana (Q13247)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13247
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio