


Anticorpo Policlonale Anti-Sra1 Per Wb, Elisa - Q9Hd15

Numero articolo: CM0021393



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SRA1 per WB e ELISA. Bersaglia la proteina umana SRA1 (SRAP), un coattivatore trascrizionale coinvolto nella regolazione dei recettori steroidei e nella tumorigenesi. Reagisce in modo crociato con campioni di origine umana e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRA1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Specie bersaglio	Umana
ID gene (Uomo)	10011
ID gene	10011
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SRA1 umana (NP_001030312.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9HD15
Peso proteico	24 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio