

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Src Per Wb E Elisa - P12931

Numero articolo: CM0015708



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia la Src umana (c-Src, p60-Src) con reattività incrociata verso topo e ratto. Convalidato per WB e ELISA, supporta la ricerca sulla segnalazione delle tirosin chinasi, l'adesione cellulare e l'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Src Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	6714
ID gene	6714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-536 della Src umana (NP_005408.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio