

Anticorpo Policlonale Anti-Srd5A1 Per Wb, Elisa - P18405

Numero articolo: CM0015001

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRD5A1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione androgenica, sul metabolismo degli steroidi e sulla differenziazione sessuale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRD5A1 Rabbit pAb
Note/Alias	S5AR 1; SRD5A1
Specie	Umano
Gene ID	6715
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di SRD5A1 umano (NP_001038.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P18405
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio