


Anticorpo Monoclonale Anti-Srd5A2 Per Wb, Elisa - P31213

Numero articolo: CM0003682



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia SRD5A2, validato per WB e ELISA. Rileva SRD5A2 umano, di topo e ratto, un enzima chiave nel metabolismo degli androgeni. Adatto per ricerche sulla biologia della prostata. P31213.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRD5A2 Rabbit mAb
Specie	Umana
GeneID	6716 (Umana)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SRD5A2 umano (P31213).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31213
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco