

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srebf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36956

Numero articolo: CM0016375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SREBF1 umano (SREBP1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della biosintesi del colesterolo, dell'omeostasi lipidica e della regolazione metabolica. Reagisce anche con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SREBF1 Rabbit pAb
Note/alias	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6720
GeneID	6720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-310 di SREBF1 umano (NP_004167.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P36956
Peso della proteina	122 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante