


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srebf2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q12772

Numero articolo: CM0020421



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SREBF2 (SREBP-2) umano, un fattore di trascrizione chiave per la biosintesi del colesterolo. Adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Per studi sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SREBF2 Rabbit pAb
Note/Alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6721
ID gene	6721
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 401-500 di SREBF2 umano (NP_004590.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo
SWISS	Q12772
Peso proteico	124 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio