


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srebp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12772

Numero articolo: CM0015831



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SREBP2 diretto contro la proteina 2 legante l'elemento regolatore degli steroli umana (Q12772). Adatto per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio della biosintesi del colesterolo e delle vie del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SREBP2 Rabbit pAb
Note/alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Specie	Umana
GeneID (umano)	6721
GeneID	6721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-310 di SREBF2 umano (NP_004590.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q12772
Peso della proteina	124 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante