

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srf (Mcm1) Per Wb E Elisa - P11831

Numero articolo: CM0021559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRF umano (fattore di risposta al siero), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca in trascrizione e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRF Rabbit pAb
Note/Alias	MCM1; SRF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6722
GeneID	6722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di SRF umano (NP_003122.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P11831
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio