

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Srf Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Numero articolo: CM0026216



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per SRF umano, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla regolazione trascrizionale e lo sviluppo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRF Rabbit pAb
Note/Alias	MCM1; SRF
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6722
ID gene	6722
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 321-420 della SRF umana (NP_003122.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11831
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio