

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Srfbp1 Per Wb, Elisa - Q8Nef9

Numero articolo: CM0027341

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRFBP1 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA, cross-reattivo con il topo. Ideale per lo studio della trascrizione genica cardiaca e del processo di SLC2A4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRFBP1 Rabbit pAb
Note / Alias	P49; Rib1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
Specie	Uomo
ID gene	153443
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SRFBP1 umano (NP_689759.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8NEF9
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio