

Anticorpo Policlonale Anti-Srgn Per Wb, Elisa - P10124

Numero articolo: CM0013596

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SRGN umana, validato per WB ed ELISA. Rileva sia la serglicina umana che murina. Adatto per la ricerca sui granuli secretori, la funzione delle cellule immunitarie e l'inibizione della mineralizzazione ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRGN Rabbit pAb
Note/Alias	PPG; PRG; PRG1; SRGN
Specie	Umana
GeneID	5552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-158 di SRGN umana (NP_002718.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P10124
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio