

Anticorpo Policlonale Anti-Srgn Per Wb, If-P, Elisa - P10124

Numero articolo: CM0028082

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità rivolto a SRGN (Serglicina) umano. Adatto per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per la ricerca su apoptosi e granuli secretori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRGN Rabbit pAb
Note/Alias	PPG; PRG; PRG1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5552
GenelD	5552
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 59-158 di SRGN umano (NP_002718.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P10124
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio