

Anticorpo Policlonale Anti-Sri Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30626

Numero articolo: CM0030718



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro SRI (sorcina), una proteina legante il calcio cardiaca. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'accoppiamento eccitazione-contrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] SRI Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Specie	Umano
GeneID (umano)	6717
GeneID	6717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 della SRI umana (NP_003121.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30626
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio