


Anticorpo Policlonale Anti-Srm Per Wb, Elisa - P19623

Numero articolo: CM0029797



introduzione

SRM Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la spermidina sintasi, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla biosintesi delle poliammine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6723
GeneID	6723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-302 di SRM umano (NP_003123.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19623
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio