

Anticorpo Policlonale Anti-Srp14 Per Wb, Elisa - P37108

Numero articolo: CM0015595



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SRP14 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce SRP14 umano, murino e di ratto, un componente della particella di riconoscimento del segnale da 15 kDa. Ideale per lo studio della traslocazione delle proteine nel RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRP14 pAb di coniglio
Note/alias	ALURBP; SRP14
Specie	Uomo
GeneID	6727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-136 di SRP14 umano (NP_003125.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P37108
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante