

Anticorpo Policlonale Anti-Srp19 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09132

Numero articolo: CM0030774



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SRP19, un componente della particella di riconoscimento del segnale. Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRP19 Rabbit pAb
Note/Alias	SRP19
Specie	Umano
ID Gene	6728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-144 di SRP19 umano (NP_003126.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09132
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio