

Anticorpo Policlonale Anti-Srp54 Per Wb, Elisa - P61011

Numero articolo: CM0025039



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a SRP54 umano, convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata al topo. Ideale per lo studio della translocazione proteica mediata da SRP e del targeting al RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRP54 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SCN8; SRP54
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6729
ID Gene	6729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 196-455 di SRP54 umano (NP_001139754.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P61011
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio