


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Srp54 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61011

Numero articolo: CM0006951



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SRP54 umano (P61011), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. SRP54 è una subunità della particella di riconoscimento del segnale coinvolta nell'indirizzamento cotraduzionale delle proteine verso il reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRP54 Rabbit mAb
Note / Alias	SCN8; SRP54
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6729
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-504 di SRP54 umano (P61011).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61011
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio