


Anticorpo Policlonale Anti-Srp72 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076094

Numero articolo: CM0017139



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la SRP72 umana, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del targeting proteico mediato da SRP al RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRP72 Rabbit pAb
Note/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6731
ID gene	6731
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 440-544 della SRP72 umana (NP_008878.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	076094
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio