

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Srp72 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Numero articolo: CM0012720



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SRP72 umano (O76094). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del complesso SRP e del targeting al reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KD] SRP72 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6731
GeneID	6731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-544 di SRP72 umano (NP_008878.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O76094
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio