

Anticorpo Policlonale Anti-Srp9 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Numero articolo: CM0030997



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-SRP9 di Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce SRP9 umano e murino, un componente della particella di riconoscimento del segnale che media il targeting al reticolo endoplasmatico. Immunogeno ricombinante (aa 1-86).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-SRP9
Note/Alias	ALURBP; SRP9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di SRP9 umano (NP_003124.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P49458
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio