


Anticorpo Monoclonale Anti-SrpK1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sb4

Numero articolo: CM0010514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SRPK1 di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con SRPK1 di uomo, topo e ratto (UniProt Q96SB4). Ideale per la ricerca sullo splicing e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-SRPK1
Note/Alias	SFRSK1
Specie	Umana
ID Gene	6732
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 291-390 di SRPK1 umano (NP_003128.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96SB4
Peso proteico	74kDa/72kDa/92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio