

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-SrpK1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Numero articolo: CM0025583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SRPK1 (UniProt Q96SB4) validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della fosforilazione delle proteine SR, la regolazione dello splicing e la progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRPK1 Rabbit pAb
Note/Alias	SFRSK1; SRPK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6732
GeneID	6732
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 290-480 di SRPK1 umana (NP_003128.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96SB4
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio