


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-SrpK2 Per Wb E Elisa - P78362

Numero articolo: CM0021376



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SRPK2 umana (SRSF protein kinase 2). Convalidato per Western blot e ELISA in uomo, topo e ratto. SRPK2 regola lo splicing dell'mRNA, l'apoptosi e la replicazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRPK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SFRSK2; SRPK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6733
GeneID	6733
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente alla sequenza amminoacidica 420-520 di SRPK2 umana (NP_872633.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78362
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio