

Anticorpo Policlonale Anti-Srpr Di Coniglio Per Wb, Elisa - P08240

Numero articolo: CM0027180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al SRPR umano (sottounità alfa del recettore SRP) per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con l'umano; l'immunogeno copre la regione N-terminale. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRPR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DP; SRPR; Sralpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6734
GeneID	6734
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P08240
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio