

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srprb Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5M8

Numero articolo: CM0015875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SRPRB validato per WB, IF/ICC, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Targetizza la subunità beta del recettore della particella di riconoscimento del segnale per studi sul targeting proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRPRB Rabbit pAb
Note/Alias	APMCF1; SR-beta; SRPRB
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	58477
ID del gene	58477
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-271 di SRPRB umano (NP_067026.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y5M8
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante