

Anticorpo Policlonale Anti-Srpx Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78539

Numero articolo: CM0014832

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SRPX umano validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per studiare la fagocitosi, l'adesione cellulare e lo sfaldamento del disco retinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRPX Rabbit pAb
Note/Alias	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
Specie	Umano
GeneID	8406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-320 di SRPX umano (NP_006298.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P78539
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio