


Anticorpo Policlonale Anti-Srrm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyb3

Numero articolo: CM0029939



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRRM1 umano (SRm160), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sullo splicing dell'RNA e sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10250
GeneID	10250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di SRRM1 umano (NP_005830.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8IYB3
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio