

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srrt Per Ihc-P, Elisa - Q9Bxp5

Numero articolo: CM0028749



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SRRT/ARS2 di alta qualità per IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina SRRT umana, di topo e ratto (101 kDa, Q9BXP5). Strumento essenziale per studiare l'elaborazione del miRNA, la progressione del ciclo cellulare e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRRT Rabbit pAb
Note/Alias	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
Specie	Umana
GenelD (Umano)	51593
GenelD	51593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 623-872 di SRRT umano (NP_001122325.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXP5
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio